



# Produktinformation

## VICTORIA® Glänzer No. 132

**Eigenschaften:** Die mit VICTORIA® Glänzer behandelten Oberflächen erhalten eine Farbvertiefung und einen schlierenfreien, brillanten Glanz sowie ihre ursprüngliche Glätte zurück. Fingerabdrücke und leichte Verschmutzungen werden schnell und einfach entfernt. Die behandelten Teile werden wasser- und schmutzabweisend konserviert und vor rascher Neuverschmutzung geschützt (Lotuseffekt). VICTORIA® Glänzer zieht schnell ab und ist somit einfach zu verarbeiten. Zuvor aufgetragene Polituren werden nicht entfernt.

**Anwendung:** VICTORIA® Glänzer mittels Sprühflasche sparsam und gleichmäßig auf die zu behandelnden Flächen auftragen und mit dem Victoria® Mikrofasertuch No. 305 auspolieren.

**Anwendungsgebiet:** VICTORIA® Glänzer reinigt, schützt, pflegt und konserviert in einem Arbeitsschritt alle lackierten Oberflächen, Kunststoffe, Glas etc. an hochwertigen Gütern wie Automobilen, Möbeln, Musikinstrumenten usw. VICTORIA® Glänzer ist besonders gut für das schnelle Finish von Ausstellungsgütern auf Messen oder in Präsentationsräumen sowie zur raschen Aufbereitung von Fahrzeugen geeignet.

**Physikalisch-chemische Daten:** Spez. Gewicht: ca. 1,00 g/cm<sup>3</sup>  
pH-Wert: 8,5

**Lagerung:** Lagertemperatur: Minimal 5°C, Maximal 35°C, Optimal 20°C  
Lagerstabilität: 2 Jahre in original verschlossenen Gebinden  
Gebinde vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!

**Gebinde:** Sprühflasche, Inhalt 500 ml  
Nachfüllflasche, Inhalt 1000 ml